

**AGUJA 18g x 1 1/2**

<b>Detallado</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Resultados</b>
Producto Estéril		Cumple
Resistencia a la corrosión	Según ISO 9626	Cumple
Acidez o Alcalinidad	Según NTC 1989	0,58
Resistencia a la rotura	Según ISO 9626	Cumple
Resistencia unión base- Cánula	Según NTC 1989 (mínimo 69 N)	243,012 N
Diámetro Externo	Según NTC 1989 (1,250 ± 0.05mm)	Cumple
Diámetro Interno	Según NTC (mínimo 0.70mm)	Cumple
Longitud efectiva	Según NTC (37.6 ± 2mm)	Cumple