

APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL (10cm x 10 cm)

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Características físicas	Color blanco, tejido uniforme, sin olor, libre de partículas extrañas, con bordes ocultos y cosidos, forma ovalada.	Cumple
Producto Estéril		Cumple
Peso en g/m ²	19.8 - 25.2	24.9
Medida	10cm x 10cm ±2cm	Cumple
Contenido de algodón	100%	100%
Absorbencia en segundos	≤ 30 segundos	2 segundos
Ácido o álcali	Negativo	Negativo
Dextrinas o almidón	Negativo	Negativo
Cenizas	≤ 0.15	0.09%
colorantes solubles en alcohol	Ausente	Ausente