

APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL (10 cm x 20 cm)

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Características físicas	<i>Color blanco, tejido uniforme, sin olor, libre de partículas extrañas, con bordes ocultos y cosidos, forma ovalada.</i>	Cumple
Producto Estéril		Cumple
Peso en g/m²	19.8 - 25.2	24.9
Medida	10cm x 20cm ±2cm	Cumple
Contenido de algodón	100%	100%
Absorbencia en segundos	≤ 30 segundos	2 segundos
Ácido o álcali	<i>Negativo</i>	Negativo
Dextrinas o almidón	<i>Negativo</i>	Negativo
Cenizas	≤ 0.15	0.11%
colorantes solubles en alcohol	<i>Ausente</i>	Ausente