

# APÓSITO OCULAR DE GASA Y ALGODÓN ESTÉRIL PEDIÁTRICO (6 cm x 4 cm)

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
<b>Características físicas</b>	<i>Color blanco, tejido uniforme, sin olor, libre de partículas extrañas, con bordes ocultos y cosidos, forma ovalada.</i>	Cumple
<b>Producto Estéril</b>		Cumple
<b>Peso en g/m<sup>2</sup></b>	19.8 - 25.2	24.8
<b>Medida</b>	6cm x 4cm ±1cm	Cumple
<b>Contenido de algodón</b>	100%	100%
<b>Absorbencia en segundos</b>	≤ 30 segundos	2 segundos
<b>Ácido o álcali</b>	<i>Negativo</i>	Negativo
<b>Dextrinas o almidón</b>	<i>Negativo</i>	Negativo
<b>Cenizas</b>	≤ 0.15	0.11%
<b>colorantes solubles en alcohol</b>	<i>Ausente</i>	Ausente