

CATETER INTERVENOSO POLIURETANO DE 20 g x1 1/4

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Producto esteril		Cumple
Resistencia a la corrosio	Segun ISO 9626	Cumple
Acidez o Alcalinidad		0.01
Fuga union tubo- base	Segun NTC 3539-2 (minimo 330 Kpa)	Cumple
Velocidad de flujo	Según NTC 3539- 2 (mínimo 52.2- maximo 66.7 ml/min)	63,149 ml/min
Montaje de alivio	Según NTC 3539- 2	Cumple
Resistenci canula plastica- hub cateter	Según NTC 3539-2 (mínimo 5 N)	12,260 N
Resistencia unionbase- canula	Según NTC 3539- 2 (minimo 6 N)	24,115 N