

CATETER INTERVENOSO POLIURETANO DE 24 g x 3/4

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Producto esteril		Cumple
Resistencia a la corrosio	Segun ISO 9626	Cumple
Acidez o Alcalinidad		0.08
Fuga union tubo- base	Segun NTC 3539-2 (minimo 330 Kpa)	Cumple
Velocidad de flujo	Según NTC 3539- 2 (mínimo 17.60- maximo 27.50 ml/min)	20,726 ml/min
Montaje de alivio	Según NTC 3539- 2	Cumple
Resistenci canula plastica- hub cateter	Según NTC 3539-2 (mínimo 3 N)	8,795 N
Resistencia unionbase- canula	Según NTC 3539- 2 (minimo 3 N)	8,666 N