

## CHAQUETA TALLA L

<b>DETALLADO</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Resultados</b>
<b>Material</b>	Tela no tejida de polipropileno	Conforme
<b>Color</b>	<b>Azul medico</b>	Conforme
<b>Gramaje</b>	SMMS 40 ± 4.0 g/m2	Conforme
<b>Medidas</b>	Largo: 76 cm Ancho altura cintura: 67 cm Ancho altura mangas: 79 cm Abertura lateral: 10 cm Ancho cuello: 19 cm Largo de escote: 14 cm	Conforme
<b>Hidrofobico</b>	Repelente al agua: líquidos y fluidos corporales	Conforme
<b>Inflamable</b>	<b>Material no es inflamable</b>	Conforme
<b>Atoxico</b>	No presenta alergias en la piel	Conforme
<b>Despeluce</b>	No desprende pelusas	Conforme
<b>Resistencia al desgarre</b>	<b>Resistente al desgarre</b>	Conforme