

# COMPRESA QUIRURGICA DE GASA CON ELEMENTO RADIOPACO 48cm x 48cm

<b>DETALLADO</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Resultados</b>
<b>Características físicas</b>	<i>Color blanco, tejido uniforme, sin olor, libre de partículas extrañas, con bordes ocultos y cosidos, no prelavados, con presencia de elemento radiopaco y asa</i>	Cumple
<b>Producto Estéril</b>		Cumple
<b>Peso en g/m<sup>2</sup></b>	19.8 - 25.2	25
<b>Medida</b>	48cm x 48cm ±5cm	Cumple
<b>Contenido de algodón</b>	100%	100%
Identificación de sulfato de bario	<b>Positivo</b>	Positivo
<b>Absorbencia en segundos</b>	≤ 30 segundos	2 segundos
<b>Ácido o álcali</b>	Negativo	Negativo
<b>Dextrinas o almidón</b>	Negativo	Negativo
<b>Cenizas</b>	≤ 0.15	0.11%
<b>colorantes solubles en alcohol</b>	Ausente	Ausente