

ESPONJA DE GASA QUIRURGICA ESTERIL CON ELEMENTO RADIOPACO DE 10cm x 10cm

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Características físicas	<i>Color blanco, tejido uniforme, sin olor, libre de partículas extrañas, con bordes ocultos y cosidos , no prelavado, con presencia de elemento radiopaco</i>	Cumple
Producto Estéril		Cumple
Peso en g/m²	19.8 - 25.2	25
Medida	10cm x 10cm ±3cm	Cumple
Contenido de algodón	100%	100%
Identificación de sulfato de bario	Positivo	Positivo
Absorbencia en segundos	≤ 30 segundos	2 segundos
Ácido o álcali	Negativo	Negativo
Dextrinas o almidón	Negativo	Negativo
Cenizas	≤ 0.15	0.11%
colorantes solubles en alcohol	Ausente	Ausente