

ESPONJA NEUROQUIRURGICA 1/2 PULGADA x 1 1/2 PULGADA

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Características físicas	<i>Color blanco, sin olor, libre de partículas extrañas</i>	Cumple
Producto Estéril		Cumple
Medida	<i>1/2 pulgada x 1 1/2 pulgadas ± 10%</i>	Cumple
Identificación de polyester	<i>Positivo</i>	Positivo
Identificación de sulfato de bario	Positivo	Positivo
Absorbencia en segundos	<i>≤ 30 segundos</i>	6 segundos