

ESPONJA NEUROQUIRURGICA 1/2 PULGADA x 1/2 PULGADA

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Características físicas	Color blanco, sin olor, libre de partículas extrañas	Cumple
Producto Estéril		Cumple
Medida	1/2 pulgada x 1/2 pulgada \pm 10%	Cumple
Identificación de polyester	Positivo	Positivo
Identificación de sulfato de bario	Positivo	Positivo
Absorbencia en segundos	\leq 30 segundos	6 segundos

