

ESTAMPILLA ESTERIL DE GASA 5 cm x 5 cm

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Características físicas	Color blanco, tejido uniforme, sin olor, libre de partículas extrañas, con bordes ocultos, no prelavado	Cumple
Producto Estéril		Cumple
Peso en g/m ²	19.8 - 25.2	25.1
Medida	5cm x 5cm ±1cm	Cumple
Contenido de algodón	100%	100%
Identificación de sulfato de bario	Positivo	Positivo
Absorbencia en segundos	≤ 30 segundos	2 segundos
Ácido o álcali	Negativo	Negativo
Dextrinas o almidón	Negativo	Negativo
Cenizas	≤ 0.15	0.10%
colorantes solubles en alcohol	Ausente	Ausente