

GASA ESTERIL MEDIANA DOBLADA 7.5 cm x 7.5 cm

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Características físicas	Color blanco, tejido uniforme, sin olor, libre de partículas extrañas, con bordes ocultos, no prelavado	Cumple
Producto Estéril		Cumple
Peso en g/m2	19.8 - 25.2	25
Medida	7.5cm x 7.5cm ±2cm	Cumple
Contenido de algodón	100%	100%
Identificación de sulfato de bario	Positivo	Positivo
Absorbencia en segundos	≤ 30 segundos	2 segundos
Ácido o álcali	Negativo	Negativo
Dextrinas o almidón	Negativo	Negativo
Cenizas	≤ 0.15	0.11%
colorantes solubles en alcohol	Ausente	Ausente