

GASA QUIRURGICA ABSORBENTE CON ELEMENTO RADIOPACO (NO ESTERIL) 100 YARDAS X 1 YARDA

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Características físicas	<i>Color blanco, tejido uniforme, sin olor, libre de partículas extrañas, no prelavado, con presencia de elemento radiopaco</i>	Cumple
Producto Estéril		Cumple
Peso en g/m²	19.8 - 25.2	22.3
Medida	100 yardas x 1 yarda ± 10%	Cumple
Contenido de algodón	100%	100%
Identificación de sulfato de bario	Positivo	Positivo
Absorbencia en segundos	≤ 30 segundos	2 segundos
Ácido o álcali	<i>Negativo</i>	Negativo
Dextrinas o almidón	<i>Negativo</i>	Negativo
Cenizas	≤ 0.15	0.11%
colorantes solubles en alcohol	<i>Ausente</i>	Ausente