

MANDIL, BATA, MANDILON TALLA L

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Material	<i>Tela no tejida de polipropileno</i>	Conforme
Color	Azul medico	Conforme
Gramaje	<i>SMMS 40 ± 4.0 g/m2</i>	Conforme
Medidas	<i>Largo: 126 cm Ancho total 155 cm Largo de mangas: 62 cm Largo de puñol : 1 cm</i>	Conforme
Hidrofobico	<i>Repelente al agua: líquidos y fluidos corporales</i>	Conforme
Inflamable	Material no es inflamable	Conforme
Atoxico	<i>No presenta alergias en la piel</i>	Conforme
Despeluce	<i>No desprende pelusas</i>	Conforme
Resistencia al desgarre	Resistente al desgarre	Conforme