

## MANDIL, BATA, MANDILON TALLA M

<b>DETALLADO</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Resultados</b>
<b>Material</b>	<i>Tela no tejida de polipropileno</i>	Conforme
<b>Color</b>	<b>Azul medico</b>	Conforme
<b>Gramaje</b>	<i>SMMS 40 ± 4.0 g/m2</i>	Conforme
<b>Medidas</b>	<i>Largo: 123 cm Ancho total 150 cm Largo de mangas: 62 cm Largo de puñol : 10 cm</i>	Conforme
<b>Hidrofobico</b>	<i>Repelente al agua: líquidos y fluidos corporales</i>	Conforme
<b>Inflamable</b>	<b>Material no es inflamable</b>	Conforme
<b>Atoxico</b>	<i>No presenta alergias en la piel</i>	Conforme
<b>Despeluce</b>	<i>No desprende pelusas</i>	Conforme
<b>Resistencia al desgarre</b>	<b>Resistente al desgarre</b>	<b>Conforme</b>