

## MECHA ESTERIL DE GASA CHICA DOBLADA DE 1.5 cm x 50 cm

<b>DETALLADO</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Resultados</b>
<b>Características físicas</b>	<i>Color blanco, Tejido uniforme, sin olor, libre de partículas extrañas, con bordes ocultos, no prelavado</i>	Cumple
<b>Producto Estéril</b>		Cumple
<b>Peso en g/m<sup>2</sup></b>	19.8 - 25.2	24.9
<b>Medida</b>	1.5 cm x 50 cm ± 0.5 cm x 2 cm	Cumple
<b>Contenido de algodón</b>	100%	100%
Identificación de sulfato de bario	<b>Positivo</b>	Positivo
<b>Absorbencia en segundos</b>	≤ 30 segundos	3segundos
<b>Ácido o álcali</b>	<i>Negativo</i>	Negativo
<b>Dextrinas o almidón</b>	<i>Negativo</i>	Negativo
<b>Cenizas</b>	≤ 0.15	0.11%
<b>colorantes solubles en alcohol</b>	<i>Ausente</i>	Ausente