

MECHA ESTERIL DE GASA GINECOLOGICA DE 5 cm x 120 cm

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Características físicas	<i>Color blanco, Tejido uniforme, sin olor, libre de partículas extrañas, con bordes ocultos, no prelavado</i>	Cumple
Producto Estéril		Cumple
Peso en g/m²	19.8 - 25.2	25
Medida	5 cm x 120 cm ± 1 cm x 5 cm	Cumple
Contenido de algodón	100%	100%
Identificación de sulfato de bario	Positivo	Positivo
Absorbencia en segundos	≤ 30 segundos	4 segundos
Ácido o álcali	<i>Negativo</i>	Negativo
Dextrinas o almidón	<i>Negativo</i>	Negativo
Cenizas	≤ 0.15	0.13%
colorantes solubles en alcohol	<i>Ausente</i>	Ausente