

VENDA DE GASA 4" x 5 YARDAS

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Características físicas	Color blanco, tejido uniforme, sin olor, libre de partículas extrañas, con bordes ocultos y cosidos	Cumple
Producto Estéril		Cumple
Peso en g/m2	19.8 - 25.2	24.9
Medida de gasa terminada	4 " x 5 yardas	Cumple
Contenido de algodón	100%	100%
Materia grasa	≤ 0.70%	0.25 %
Absorbencia en segundos	≤ 30 segundos	3 segundos
Ácido o álcali	Negativo	Negativo
Dextrinas o almidón	Negativo	Negativo
Cenizas	≤ 0.15	0.13%