

## VENDA DE GASA 50 cm x 50 cm

<b>DETALLADO</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Resultados</b>
<b>Características físicas</b>	<i>Color blanco, tejido uniforme, sin olor, libre de partículas extrañas, con bordes ocultos y cosidos</i>	Cumple
<b>Producto Estéril</b>		Cumple
<b>Peso en g/m<sup>2</sup></b>	19.8 - 25.2	24.9
<b>Medida de gasa terminada</b>	50 cm x 50 cm	Cumple
<b>Contenido de algodón</b>	100%	100%
<b>Materia grasa</b>	≤ 0.70%	0.25 %
<b>Absorbencia en segundos</b>	≤ 30 segundos	2 segundos
<b>Ácido o álcali</b>	Negativo	Negativo
<b>Dextrinas o almidón</b>	Negativo	Negativo
<b>Cenizas</b>	≤ 0.15	0.13%