

## VENDA ELASTICA 4" x 5 YARDAS

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
<b>Características físicas</b>	<i>Venda de hilo poliéster con hilo elástico color blanco, tejido uniforme, sin olor, libre de partículas extrañas presentación en rollos con ganchos sujetadores de metal</i>	Cumple
<b>Producto Estéril</b>		Cumple
<b>Medida de ancho</b>	10cm ± 10 %	5.1 cm
<b>Medida de Largo</b>		
<b>Sin Estiramiento</b>	178 cm ± 15%	172.5 cm
<b>Con Estiramiento</b>	<b>4.57 m ±15 %</b>	4.55m
<b>Gramaje</b>	No menor a 150 g/m <sup>2</sup>	192 g/m <sup>2</sup>
Identificación de látex	Positivo	Positivo
Identificación de poliéster	Positivo	Positivo
<b>Elasticidad</b>	25 cm ± 25%	26 cm
<b>Acidez</b>	<i>Con reactivo anaranjado de metilo no debe de cambiar a color rosa</i>	Conforme
<b>Alcalinidad</b>	<i>Con reactivo de fenolftaleína no debe cambiar a color rosa grosella</i>	Conforme