

VENDA ELASTICA 8" x 5 YARDAS

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Características físicas	<i>Venda de hilo poliéster con hilo elástico color blanco, tejido uniforme, sin olor, libre de partículas extrañas presentación en rollos con ganchos sujetadores de metal</i>	Cumple
Producto Estéril		Cumple
Medida de ancho	20 cm ± 10 %	20.1 cm
Medida de Largo		
Sin Estiramiento	178 cm ± 15%	159.4 cm
Con Estiramiento	4.57 m ±15 %	4.49m
Gramaje	No menor a 150 g/m ²	181.9 g/m ²
Identificación de látex	Positivo	Positivo
Identificación de poliéster	Positivo	Positivo
Elasticidad	25 cm ± 25%	26.3 cm
Acidez	<i>Con reactivo anaranjado de metilo no debe de cambiar a color rosa</i>	Conforme
Alcalinidad	<i>Con reactivo de fenolftaleína no debe cambiar a color rosa grosella</i>	Conforme