

# AGUJA 20g x 1

<b>DETALLADO</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Resultados</b>
<b>Producto esteril</b>		Cumple
<b>Resistencia a la corrosio</b>	Segun ISO 9626	Cumple
<b>Acidez o Alcalinidad</b>	Segun NTC 1989	0.11
<b>Resistencia a la rotura</b>	Segun ISO 9626	Cumple
<b>Resistencia union base- canula</b>	Según NTC 1989 (mínimo 54 N)	216,013 N
<b>Diámetro Externo</b>	Según NTC 1989 (0.89± 0.03mm)	0.903mm
<b>Diámetro Interno</b>	Según NTC (mínimo 0.48mm)	Cumple
<b>Longitud efectiva</b>	Según NTC (24.5 ± 2mm)	24,005