

## AGUJA 20g x 1 1/2

<b>DETALLADO</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Resultados</b>
<b>Producto esteril</b>		Cumple
<b>Resistencia a la corrosio</b>	<b>Segun ISO 9626</b>	Cumple
<b>Acidez o Alcalinidad</b>	<i>Segun NTC 1989</i>	0.02
<b>Resistencia a la rotura</b>	<i>Segun ISO 9626</i>	Cumple
<b>Resistencia union base- canula</b>	<i>Según NTC 1989 (mínimo 54 N)</i>	264,551 N
<b>Diámetro Externo</b>	<b>Según NTC 1989 (0.89± 0.03mm)</b>	0.904mm
<b>Diámetro Interno</b>	<i>Según NTC (mínimo 0.48mm)</i>	Cumple
<b>Longitud efectiva</b>	<i>Según NTC (37.6 ± 2mm)</i>	36,367