

AGUJA 21g x 1 1/2

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Producto esteril		Cumple
Resistencia a la corrosio	Segun ISO 9626	Cumple
Acidez o Alcalinidad	Segun NTC 1989	0.19
Resistencia a la rotura	Segun ISO 9626	Cumple
Resistencia union base- canula	Según NTC 1989 (mínimo 44N)	241,679 N
Diámetro Externo	Según NTC 1989 (0.815± 0.015mm)	0.812mm
Diámetro Interno	Según NTC (mínimo 0.40mm)	Cumple
Longitud efectiva	Según NTC (37.6 ± 2mm)	36,334