

AGUJA 22g x 1 1/2

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Producto esteril		Cumple
Resistencia a la corrosio	Segun ISO 9626	Cumple
Acidez o Alcalinidad	Segun NTC 1989	0.16
Resistencia a la rotura	Segun ISO 9626	Cumple
Resistencia union base- canula	Según NTC 1989 (mínimo 44N)	169,025 N
Diámetro Externo	Según NTC 1989 (0.714± 0.016mm)	0.705mm
Diámetro Interno	Según NTC (mínimo 0.30mm)	Cumple
Longitud efectiva	Según NTC (37.6± 2mm)	36,675



GRUPO
CAMED
 S.A.C.