

# AGUJA 23g x 1

<b>DETALLADO</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Resultados</b>
<b>Producto esteril</b>		Cumple
<b>Resistencia a la corrosio</b>	Segun ISO 9626	Cumple
<b>Acidez o Alcalinidad</b>	Segun NTC 1989	0.05
<b>Resistencia a la rotura</b>	Segun ISO 9626	Cumple
<b>Resistencia union base- canula</b>	Según NTC 1989 (mínimo 34N)	155,705 N
<b>Diámetro Externo</b>	Según NTC 1989 (0.625± 0.025mm)	Cumple
<b>Diámetro Interno</b>	Según NTC (mínimo 0.25mm)	Cumple
<b>Longitud efectiva</b>	Según NTC (24.5± 2mm)	24,639 mm