

## AGUJA 25g x 5/8

<b>DETALLADO</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Resultados</b>
<b>Producto esteril</b>		Cumple
<b>Resistencia a la corrosio</b>	<b>Segun ISO 9626</b>	Cumple
<b>Acidez o Alcalinidad</b>	<i>Segun NTC 1989</i>	0.04
<b>Resistencia a la rotura</b>	<i>Segun ISO 9626</i>	Cumple
<b>Resistencia union base- canula</b>	<i>Según NTC 1989 (mínimo 22N)</i>	191,692 N
<b>Diámetro Externo</b>	<b>Según NTC 1989 (0.515± 0.015mm)</b>	0,515 mm
<b>Diámetro Interno</b>	<i>Según NTC (mínimo 0.40mm)</i>	Cumple
<b>Longitud efectiva</b>	<i>Según NTC (15.5± 1.5mm)</i>	15,187 mm