

AGUJA 26g x 1/2

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Producto esteril		Cumple
Resistencia a la corrosio	Segun ISO 9626	Cumple
Acidez o Alcalinidad	<i>Segun NTC 1989</i>	O.O1
Resistencia a la rotura	<i>Segun ISO 9626</i>	Cumple
Resistencia union base- canula	<i>Según NTC 1989 (mínimo 22N)</i>	140,987N
Diámetro Externo	Según NTC 1989 (0.455± 0.015mm)	0,452 mm
Diámetro Interno	<i>Según NTC (mínimo 0.40mm)</i>	Cumple
Longitud efectiva	<i>Según NTC (12.2± 1.5mm)</i>	12,940mm