

## AGUJA MESOTERAPIA 30g x 4mm

<b>DETALLADO</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Resultados</b>
<b>Producto esteril</b>		Cumple
<b>Resistencia a la corrosio</b>	Segun ISO 9626	Cumple
<b>Acidez o Alcalinidad</b>	Segun NTC 1989	0.09
<b>Resistencia a la rotura</b>	Segun ISO 9626	Cumple
<b>Resistencia union base- canula</b>	Según NTC 1989 (mínimo 22N)	82,077 N
<b>Diámetro Externo</b>	Según NTC 1989 (0.309± 0.011mm)	0,315 mm
<b>Diámetro Interno</b>	Según NTC (mínimo 0.30mm)	Cumple
<b>Longitud efectiva</b>	Según NTC ( 4 ± 1 mm)	4,199