

# ALGODON ABSORBENTE NO ESTERIL DE 100g

<b>DETALLADO</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Resultados</b>
<b>Características físicas</b>	<i>Fibras blancas y suaves de algodón absorbente, plegado en zig zag</i>	Conforme
<b>Peso</b>	<b>100gr ± 10 %</b>	100gr
<b>Tiempo de absorberencia</b>	<b>No mayor a los 10 segundos</b>	<b>9 segundos</b>
<b>Capacidad de absorberencia</b>	<i>No menor de 18 veces su peso</i>	25 veces su peso
<b>Materia grasa</b>	<b>No mayor de 0.7%</b>	o.10 %
<b>Impurezas</b>	<b>No presenta manchas ni particulas extrañas</b>	Conforme