

ALGODON ABSORBENTE NO ESTERIL DE 25g

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Características físicas	<i>Fibras blancas y suaves de algodón absorbente, plegado en zig zag</i>	Conforme
Peso	25gr ± 10%	25gr
Tiempo de absorbencia	No mayor a los 10 segundos	6 segundos
Capacidad de absorbencia	<i>No menor de 18 veces su peso</i>	25 veces su peso
Materia grasa	Residuo no excede los 70 mg ($\leq 0.7\%$)	0.5%
Impurezas	No presenta manchas ni partículas extrañas	Conforme
Perdida por secado	<i>Nomas del 8%</i>	5%