

ALGODON ABSORBENTE NO ESTERIL DE 50g

| DETALLADO | Especificaciones | Resultados |
|---------------------------------|--|-------------------|
| Características físicas | <i>Fibras blancas y suaves de algodón absorbente, plegado en zig zag</i> | Conforme |
| Peso | 50gr ± 3% | 50gr |
| Tiempo de absorbencia | No mayor a los 10 segundos | 7 segundos |
| Capacidad de absorbencia | <i>No menor de 18 veces su peso</i> | 24 veces su peso |
| Materia grasa | No mayor de 0.7% | o.10 % |
| Impurezas | No presenta manchas ni particulas extrañas | Conforme |