

ALGODON ABSORBENTE NO ESTERIL DE 500g

DETALLADO	Especificaciones	Resultados
Características físicas	<i>Fibras alargadas, blanquecinas, suaves de aspecto homogéneo, exento de impurezas adheridas, sin olor, ni colorantes</i>	Conforme
Peso	Segun presentacion ± 10 %	504.1 gr
Absorbencia	Retiene no menos de 23 gr de agua por gr de algodón	25 gr de agua/ gr algodón
Acidez o Alcalinidad	<i>La solución no debe presentar color rosado en ninguna porción</i>	Conforme
Materia grasa	Residuo no excede los 70 mg (≤ 0.7%)	0.5 %
Impurezas	No debe cotener manchas de aceites ni partículas metálicas	Conforme
Perdida por secado	Nomas del 8%	5 %